

## サンプリングテープの中で弊社のキットが選ばれる理由

粘着剤に天然ゴム系を利用した弊社MySkin<sup>®</sup>サンプリングキットは、高い粘着力と剥離力が相まって、細菌叢解析にとって最重要な要素である高い細菌採取能力を有しています。

「粘着力」は被接着面への張り付きの強さを数値化したもの、「剥離力」は剥離剤が塗布された被接着面からテープを剥がすのに必要な力を数値化したものです。高い粘着力と剥離力を有するテープを用いると、皮脂や汚れの影響を受けることなく皮膚表面に存在する細菌叢を吸着・回収することが可能となります。これは高精度な皮膚細菌叢解析のために極めて重要な要件です。



注) 異なる粘着剤を利用した同一面積のテープを用いた弊社試験結果  
細菌採取率は、弊社MySkin<sup>®</sup>サンプリングキットの細菌採取量を100%として各値を算出。  
肌状態の異なる4名で実施して平均値を記載。